

Моноклональное Антитело Против P53 Dinp1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q96A56

Артикул: CM0012768

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого p53 DINP1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p53 DINP1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
Вид	Человек
ID гена	94241
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого p53 DINP1 (Q96A56)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96A56
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом