


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-P53 (Фосфо S392) Для Вестерн Блота И Elisa - P04637

Артикул: CM0000757



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело против человеческого p53 по серину 392, валидированное для Вестерн блота и ELISA с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально для изучения ответа на повреждение ДНК, апоптоза и путей подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-S392 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Фосфо-p53-S392
Вид	Человек
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S392 человеческого p53 (P04637)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн блот (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом