


Анти-P53 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ip, Elisa - P04637

Артикул: CM0002946



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого p53 (P04637). Валидирован на КО для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с человеческим белком. Идеально подходит для исследований супрессоров опухолей и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидирован на КО] p53 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 53
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7157
ID гена	7157
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-393 человеческого p53 (NP_000537.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом