


Кроличье Моноклональное Антитело К Р53 С Валидацией Ко Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх - P02340

Артикул: CM0010622



введение

Кроличье моноклональное антитело к p53 с валидацией КО для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФ/ИЦХ. Определяет белок p53 человека, мыши, крысы. Синтетический пептидный иммуноген, 43 кДа. Для исследований рака и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[KO Validated] p53 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Trp53
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7157
GeneID	22059
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИП (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02340
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом