


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-P53 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02340

Артикул: CM0018896



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против супрессора опухолей p53. Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA на образцах человека и мыши. Подходит для исследований апоптоза, клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p53 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Trp53
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	7157
GeneID	22059
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 290-390 мышиного p53 (NP_035770.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02340
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом