


Кроличьи Поликлональные Антитела К P53 Для Wb, Ip, Elisa — P04637

Артикул: CM0029942



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку p53, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА (ELISA). Детектируют опухолевый супрессор p53 массой 44 кДа, являющийся ключевым регулятором остановки клеточного цикла и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p53 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Вид	Человек
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 218-390 человеческого p53 (NP_035770.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом