

Анти-P53 Rabbit Polymab® (С Валидацией Ko) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04637

Артикул: CM0006844



введение

Валидированная на КО кроличья моноклональная антитело против человеческого p53. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Рекомбинантный белковый антиген, перекрестная реакция с человеком. Идеально подходит для исследований в области онкологии и изучения апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] p53 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7157
GeneID	7157
Антиген	Рекомбинантный белок человеческого p53.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка-холодильник