

Кроличья Моноклональная Антитела Против P60 Caf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Артикул: CM0010482



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого p60 CAF1 (CHAF1B) — фактора сборки хроматина, участвующего в сборке нуклеосом во время репликации и репарации ДНК. Валидировано для применений WB, IHC-P и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p60 CAF1 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8208
ID гена	8208
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 459-559 человеческого p60 CAF1 (Q13112)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13112
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодильный пакет