


Кроличыи Поликлональные Антитела Против P60 Caf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Артикул: CM0024710



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого р60 CAF1 (CHAF1B, CAF-1 р60), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Распознают белки человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сборки хроматина и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	р60 CAF1 кроличыи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; р60 CAF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8208
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-559 человеческого р60 CAF1 (NP_005432.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13112
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодовой пакет