

Поликлональные Антитела Против P63 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H3D4

Артикул: CM0017601



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому p63 (TP63), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Предназначены для исследований апоптоза, биологии эпителиальных стволовых клеток и развития конечностей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p63 Rabbit pAb
Примечания/Альасы	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8626
ID гена	8626
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого p63 (NP_003713.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3D4
Молекулярная масса белка	45-77 кДа
Доставка	Холодовой пакет