

Рекомбинантное Моноклональное Кроличье Антитело К р63 Для Ihc-P, Elisa — Q9H3D4

Артикул: CM0011853



введение

Моноклональное кроличье антитело к р63 для IHC-P и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований морфогенеза эпителия и биологии стволовых клеток. SWISS: Q9H3D4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к р63
Примечания/синонимы	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Вид	Человек
Идентификатор гена	8626 (человек)
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 581-680 человеческого р63 (NP_003713.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H3D4
Молекулярная масса белка	45-77 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом