

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-P63 Для Wb, Elisa, Chip - Q9H3D4

Артикул: CM0005135



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого p63 (TP63). Валидировано для WB, ELISA и ChIP, обнаруживает человеческий и крысиный p63 с молекулярной массой 45-77 кДа. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции, эпителиального морфогенеза и развития конечностей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p63 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8626
GeneID	8626
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 581-680 человеческого p63 (NP_003713.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H3D4
Молекулярный вес белка	45-77 кДа
Доставка	Сумка со льдом