

Кроличья Поликлональная Антитело К P63 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Артикул: CM0019873



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому p63 (TP63), подходит для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Распознает человека, мышь, крысу. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и морфогенеза эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	p63 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
Вид	Человек
ID гена (человек)	8626
ID гена	8626
Иммуноген	Синтетический пептид, синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 166-362 человеческого p63 (NP_001108452.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3D4
Молекулярная масса белка	45-77 кДа
Доставка	Холодовой пакет