

Моноклональное Антитело Против P70 S6 Kinase 1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P23443

Артикул: CM0011979



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против p70 S6 Kinase 1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA). Взаимодействует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на ключевую нижестоящую киназу mTOR, регулирующую трансляцию и рост клеток. Для исследований в рамках IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p70 S6 Kinase 1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Вид	Человек
GeneID	6198
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого p70 S6 Kinase 1 (NP_003152.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23443
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	В ледяном пакете