


Кроличье Поликлональное Антитело Против P70 S6 Киназы 1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафинов, Иф/Ицх, Ифа - P23443

Артикул: CM0021499



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую p70 S6 киназу 1 (RPS6KB1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафинов, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований mTOR-сигналинга и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p70 S6 Kinase 1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6198
GeneID	6198
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 421-520 человеческой p70 S6 киназы 1 (NP_003152.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафины, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23443
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом