

Поликлональные Антитела Против P70 S6 Kinase 2 Для Wb, Elisa - Q9Ubs0

Артикул: CM0014524

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого p70 S6 Kinase 2 (RPS6KB2), для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований сигнального пути mTOR, роста клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p70 S6 Kinase 2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 Kinase 2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6199
GeneID	6199
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого p70 S6 Kinase 2 (NP_003943.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBS0
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом