


Кроличье Моноклональное Антитело Против P75Ntr/Ngfr (Cd271) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P08138

Артикул: CM0003820



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий p75NTR/NGFR (CD271/TNFRSF16). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сигналинга нейротрофинов и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против p75NTR/NGFR
Примечания/Альтернативные названия	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4804
GeneID	4804
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого p75 NGF рецептора (P08138).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08138
Доставка	В сумке-холодильнике (со льдом)