


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-P75Ntr/Ngfr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P08138

Артикул: CM0020352



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого p75NTR/NGFR, валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходит для исследований сигнальных путей нейротрофинов и нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p75NTR/NGFR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4804
GeneID	4804
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08138
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент