

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-P75Ntr/Ngfr Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, Elisa - P08138 / Q9Z0W1

Артикул: CM0012125



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на p75NTR/NGFR, для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Распознает человеческий и мышиный NGFR с перекрестной реактивностью к крысиному. Идеально для исследований сигналинга нейротрофинов, клеточной судьбы и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	p75NTR/NGFR Кроличье PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	4804
GeneID	4804/18053
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 человеческого p75NTR/NGFR (NP_150086.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08138/Q9Z0W1
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом