


Поликлональное Антитело Anti-Pabpc1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P11940

Артикул: CM0015808



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PABPC1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма мРНК и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pAbPC1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PAB1; PABP; PABP1; PABPC2; PABPL1; pAbPC1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	26986
Идентификатор гена	26986
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11940
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом