

## Поликлональные Антитела Против Pabpc4 Для Вб, Игг-С, Иф/Икк, Ифа — Q13310

Артикул: CM0028445

### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PABPC4. Применения: ВБ, ИГГ-С, ИФ/ИКК, ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследования связывания поли(А) мРНК и посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PABPC4 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | APP1, APP-1, PABP4, iPABP, PABPC4                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                     |
| ID гена (человек)                  | 8761                                                                                                                        |
| ID гена                            | 8761                                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в диапазоне 350–450 человеческого PABPC4 (NP_003810.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                        |
| SWISS                              | Q13310                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 71 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                           | Холодовой пакет                                                                                                             |