

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Pabpc5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Du9

Артикул: CM0027003

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на PABPC5 (полиаденилат-связывающий белок 5) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Демонстрирует перекрестную реактивность с видами человека и мыши. Идеально для исследований в области IVD, связанных с метаболизмом мРНК и цитоплазматическими регуляторными процессами.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PABPC5 Кроличье pAb                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | PABP5; PABPC5                                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (Человек)                   | 140886                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-382 человеческого PABPC5 (NP_543022.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                      |
| SWISS                              | Q96DU9                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 43 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                  |