

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Pabpn1 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86U42

Артикул: CM0003130



введение

Реагирует с PABPN1 человека, мыши, крысы; подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ИГХ и ELISA; нацелен на ядерный поли(А)-связывающий белок, участвующий в процессинге мРНК и регуляции мышечных генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PABPN1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	OPMD, PAB2, PABII, PABP2, PABP-2, PABPN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8106
ID гена	8106
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PABPN1 (Q86U42).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86U42
Молекулярный вес белка	31kDa/33kDa
Доставка	Сумка со льдом