


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pacsin2 Для Wb И Elisa — Q9Unf0

Артикул: CM0022742



введение

Кроличья поликлональная антитело против PACSIN2 (Синдапин-2), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. PACSIN2 регулирует морфогенез кавеол, эндоцитоз и распространение ВИЧ-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PACSIN2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SDP11; PACSIN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	11252
ID гена	11252
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-410 человеческого PACSIN2 (NP_009160.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UNF0
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет