

Кроличья Поликлональная Антитела Против Padi1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9ULC6

Артикул: CM0016368



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PADI1, подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Используются для изучения протеин-аргинин деиминазы в эпидермальных кератиноцитах. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PADI1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	PDI; PADI1; PDI1; HPAD10; PADI1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29943
GeneID	29943
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-277 человеческого PADI1 (NP_037490.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULC6
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом