

## Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Padi1/Pad1 Для Wb, Elisa — Q9ULc6

Артикул: CM0007636



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого PADI1/PAD1, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для изучения цитруллинирования белков и биологии эпидермиса. Расчётная молекулярная масса — 74 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье моноклональное антитело против PADI1/PAD1                                                                                     |
| Примечания/синонимы          | PADI1; HPAD10; PAD1; PDI; PDI1; пептидиларгининдеиминаза 1; PADI1/PAD1                                                                 |
| Вид                          | Человек                                                                                                                                |
| Идентификатор гена (человек) | 29943                                                                                                                                  |
| Идентификатор гена           | 29943                                                                                                                                  |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-277 человеческого PADI1/PAD1 (NP_037490.2) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                    | Моноклональные антитела                                                                                                                |
| Применение                   | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь                                                                                                                          |
| SWISS                        | Q9ULC6                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка     | 74 кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                     | Пакет со льдом                                                                                                                         |