

Поликлональные Антитела К Padi4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um07

Артикул: CM0022598



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку PADI4 человека (пептидил-аргинин-деиминаза 4-го типа). Валидированы для методов WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для изучения деконденсации хроматина, NETosis (образования нейтрофильных внеклеточных ловушек) и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PADI4, кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23569
GeneID	23569
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-663 PADI4 человека (NP_036519.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UM07
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом