

Анти-Padi4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Um07

Артикул: CM0020523



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на PADI4 (протеин-аргинин деиминаза типа 4). Проверено для ВБ и ИФА. Реагирует с человеком и мышью. Полезно для исследований гистонового кода, регуляции хроматина и нейтрофильных внеклеточных сетей (NETs).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PADI4 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Вид	Человек
ID гена (человек)	23569
ID гена	23569
Иммуноген	синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 человеческого PADI4 (NP_036519.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UM07
Молекулярная масса белка	74кДа
Доставка	С ледяным пакетом