

Кроличья Поликлональная Антитело Против Padi4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц, Ифа - Q9Um07

Артикул: CM0021229



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PADI4, валидированное для использования в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА. Распознает PADI4 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения цитруллинирования, NETоза и ремоделирования хроматина в иммунологических исследованиях и исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PADI4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23569
GeneID	23569
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-663 человеческого PADI4 (NP_036519.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UM07
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	В ледяном пакете