

Кроличья Поликлональная Антитело Против Раер Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P09466

Артикул: CM0030995



введение

Кроличья поликлональная антитело CamelBio против PAEP обнаруживает человеческий Гликоделин (P09466) с помощью WB и ELISA. Оно поддерживает исследования в области оплодотворения, иммуномодуляции и изучения репродуктивных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAEP Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5047
GeneID	5047
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-180 человеческого PAEP (NP_002562.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09466
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом