


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Paf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8N7H5

Артикул: CM0009040



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PAF1 (PD2), подходит для WB, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции комплекса PAF1 в регуляции транскрипции и плюрипотентности эмбриональных стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PAF1
Примечания/синонимы	PD2; F23149_1; PAF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54623
GeneID	54623
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого PAF1 (NP_061961.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N7H5
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом