

Моноклональное Антитело Против Pag1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Nwq8

Артикул: CM0002523

введение

Кроличье моноклональное антитело против PAG1 (47 кДа) для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Нацелено на фосфопротеин PAG/Cbp (Q9NWQ8), участвующий в регуляции передачи сигнала в Т-клетках. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAG1 Кроличье mAb
Примечания/Синонимы	CBP; PAG; PAG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55824
GeneID	55824
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 333-432 белка PAG1 человека (Q9NWQ8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NWQ8
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом