


Моноклональное Антитело Против Pаh Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, If-P, Ифа - P00439

Артикул: CM0002417



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Pаh (фенилаланин-4-гидроксилазы). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), IF-P, ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с Pаh человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований фенилкетонурии и изучения ферментативной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pаh Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	РН; PKU; PKU1; Pаh
Вид	Человек
ID гена	5053
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Pаh (P00439)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00439
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	С ледяным пакетом