


Поликлональное Антитело Против Pаh Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P00439

Артикул: CM0022428



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Pаh (фенилаланин-4-гидроксилазу). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к крысе. Рекомбинантный белковый иммуноген, покрывающий аминокислоты 110-452. Подходит для исследований метаболизма и генетических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РАh Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	РН; PKU; PKU1; Pаh
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5053
GeneID	5053
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 110-452 человеческого Pаh (NP_000268.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P00439
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом