

Анти-Pah Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P00439

Артикул: CM0016973



введение

Кроличий поликлональный антитело против фенилаланин-4-гидроксилазы (PAH). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белками. Подходит для исследований метаболизма фенилаланина, ФКУ. Обнаруживает белок ~52 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAH кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	РН; PKU; PKU1; PAH
Вид	Человек
GeneID (человек)	5053
GeneID	5053
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PAH (NP_000268.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00439
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Сумка со льдом