

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pai-1/Serpin E1 Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Ифа — P05121

Артикул: CM0027955



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий PAI-1/Serpin E1 (SERPINE1). Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным антигеном. Идеально подходит для изучения фибринолиза и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	PAI-1/Serpin E1 кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5054
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 24-199 человеческого PAI-1/Serpin E1 (NP_000593.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05121
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодопак