


Поликлональные Антитела К Paics Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22234

Артикул: CM0025307



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку PAICS человека (бифункциональный фермент биосинтеза пуринов). Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для изучения метаболизма нуклеотидов и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAICS кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS
Вид	Человек
ID гена (человек)	10606
ID гена	10606
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 176-425 PAICS человека (NP_001072992.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P22234
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом