

Поликлональное Антитело Anti-Paip1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H074

Артикул: CM0026007



введение

PAIP1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирующее PAIP1 человека, мыши и крысы. Помогает в исследованиях инициации трансляции и оборота мРНК — Q9H074.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAIP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAIP1
Вид	Человек
ID гена	10605
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 белка PAIP1 человека (NP_877590.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H074
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом