

Поликлональные Антитела Против Pak1p1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Nwt1

Артикул: CM0021925

введение

Кроличьи поликлональные антитела к PAK1IP1 — ингибитору киназы PAK1 и фактору биогенеза рибосом. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с человеческими и мышинными образцами. Подходят для изучения нуклеолярной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK1IP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PIP1; MAK11; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55003
Идентификатор гена	55003
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-392 человеческого PAK1IP1 (NP_060376.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NWT1
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет