

Поликлональное Антитело Против Pak2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13177

Артикул: CM0026202



введение

Кроличье поликлональное антитело против PAK2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с PAK2 человека, мыши и крысы (~58 кДа). Идеально для исследований киназных сигнальных путей, апоптоза и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против PAK2
Примечания/Альтернативные названия	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5062
GeneID	5062
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-240 белка PAK2 человека (NP_002568.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13177
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом