

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Pak2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q13177

Артикул: CM0007867



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого PAK2 (Q13177), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения регуляции цитоскелета, апоптоза и путей клеточной пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KNO2; PAK65; PAKgamma; p58; PAK-2; S6/H4 kinase; PAK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5062
GeneID	5062
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PAK2 (Q13177).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13177
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом