

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pak3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75914

Артикул: CM0009610



введение

Кроличье mAb против PAK3 (O75914), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований в нейронауках, нацелено на изучение синаптической пластичности, морфологии дендритных шипиков и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против PAK3
Примечания/Альтернативные названия	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5063
GeneID	5063
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка PAK3 человека (O75914)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O75914
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом