


Анти-Pak3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - O75914

Артикул: CM0021955



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против PAK3, серин/треониновой киназы, участвующей в развитии нейронов и синаптической пластичности. Подходят для применений WB, WB, IF/ICC и ELISA. Распознают PAK3 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5063
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75914
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Пакет со льдом