

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pak4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - 096013

Артикул: CM0015673



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее PAK4 человека и мыши (64 кДа). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Идеально для изучения PAK4 в регуляции цитоскелета, клеточной миграции, пролиферации и выживаемости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAK4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10298
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-550 белка PAK4 человека (NP_005875.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	096013
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом