


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pak6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nqu5

Артикул: CM0030803



введение

Кроличьи поликлональные антитела против RAK6, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышиный RAK6 (также известный как RAK5), серин/треониновую киназу, участвующую в регуляции транскрипции. Селективно экспрессируется в мозге и яичках. Идеально подходят для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK6 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	PAK5; PAK6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56924
GeneID	56924
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого PAK6 (NP_064553.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQUS
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом