

Анти-Pak6 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Nqu5

Артикул: CM0030793

введение

Анти-PAK6 кроличий поликлональный антитело, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный PAK6 (также известный как PAK5), серин/треониновую киназу, участвующую в регуляции транскрипции. Селективно экспрессируется в мозге и яичках. Идеально подходит для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAK6 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	PAK5; PAK6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56924
GeneID	56924
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого PAK6 (NP_064553.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NQU5
Молекулярный вес белка	75 кДа
Доставка	Сумка со льдом