

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Palb2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Yc2

Артикул: CM0030701



введение

Кроличья поликлональное антитело против PALB2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Это антитело нацелено на человеческий белок Partner and localizer of BRCA2, ключевой белок в гомологичной рекомбинационной репарации и пути анемии Фанкони. Идеально подходит для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PALB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FANCN; PNCA3; PALB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79728
GeneID	79728
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-198 человеческого PALB2 (NP_078951.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86YC2
Молекулярный вес белка	131кДа
Доставка	Сумка со льдом