

Поликлональные Антитела Против Pald1 Для Wb, If/Icc, Ифа — Q9Ule6

Артикул: CM0017865

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PALD1 (паладин), полученные против N-концевого рекомбинантного белка. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА на образцах человека, мыши и крысы; выявляют цитозольный белок с молекулярной массой ~97 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PALD1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	PALD; KIAA1274; PALD1
Вид иммуногена	Человек
ID гена (человек)	27143
ID гена	27143
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого PALD1 (NP_055246.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9ULE6
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	С хладагентом