


Кроличье Моноклональное Антитело Против Палладина Для Wb, Elisa - Q8Wx93

Артикул: CM0005210



введение

Кроличье моноклональное антитело против палладина для Вестерн-блоттинга и ИФА. Иммуноген: аминокислоты 1-100 человеческого палладина. Распознает организатор актинового цитоскелета; высокая экспрессия в предстательной железе, яичниках, толстой кишке, почках. Валидировано для человека. - Q8WX93

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Палладин, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Palladin
Вид	Человек
ID гена	23022
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого палладина (NP_001159582.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WX93
Молекулярная масса белка	151 кДа
Доставка	Холодильный пакет