

Поликлональные Кроличьи Антитела К PAM16 Для Вб, Ифа - Q9Y3D7

Артикул: CM0030877

введение

Поликлональные кроличьи антитела к человеческому PAM16 (TIM16, MAGMAS), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышиным антигеном. Обнаруживают белок молекулярной массой 14 кДа; подходят для исследования митохондриального импорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PAM16 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TIM16; MAGMAS; SMDMDM; TIMM16; CGI-136; PAM16
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	51025
ID гена	51025
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 21–125 человеческого PAM16 (NP_057153.8)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y3D7
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала